

LCexv 4010

MediLine



Bruttoinhalt, gesamt	361 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/615/2000
Innenmaße in mm (B/T/H)	440/435/1105
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch in 365 Tagen	657 kWh
Klimaklasse ¹	SN-ST
Kühlsystem	-
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	+3°C bis +16°C-9°C bis -30°C
Gastronorm	-
Gehäusematerial/Farbe	
Tür-/Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Beleuchtung	-
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Anzahl Ablageflächen	5
Verstellbare Ablageflächen	4
Schubfächer im Gefrierteil	3
Einhängekörbe serienmäßig	-
maximale Körbeanzahl	3
Material Ablageflächen	Glas
Belastbarkeit Ablageflächen	24 kg
Höhe Stellfüße	-
Rollen/Rollenart	-
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Fußpedalöffner	-
Türe selbstschließend	Ja
Isolierung	70 - 70 mm
Tauwasserablauf	-
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	52 dB(A)
Brutto-/Nettogewicht	93,0/87,0 kg
EAN-Nr.	9005382181775

¹ Klimaklasse / Umgebungstemperatur: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C
3 von +10°C bis +25°C **4** von +10°C bis +30°C **5** von +10°C bis +40°C **7** von +10°C bis +35°C