

LGT 3725

LED

MediLine



Bruttoinhalt, gesamt	365 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	1373/808/919
Innenmaße in mm (B/T/H)	1170/500/650
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch in 365 Tagen	1069 kWh
Klimaklasse ¹	SN
Kühlsystem	–
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-10°C bis -45°C
Gastronorm	–
Gehäusematerial/Farbe	
Tür-/Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Aluminium weißbeschichtet
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Beleuchtung	LED
Störung: Warnsignal	–
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Anzahl Ablageflächen	–
Verstellbare Ablageflächen	–
Schubfächer im Gefrierteil	–
Einhängekörbe serienmäßig	–
maximale Körbeanzahl	13
Material Ablageflächen	–
Belastbarkeit Ablageflächen	–
Höhe Stellfüße	–
Rollen/Rollenart	–
Griff	Aluprofil
Fußpedalöffner	–
Türe selbstschließend	–
Isolierung	100 - 100 mm
Tauwasserablauf	Ja
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	55 dB(A)
Brutto-/Nettogewicht	82,0/71,0 kg
EAN-Nr.	9005382168417

1 Klimaklasse / Umgebungstemperatur: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C
3 von +10°C bis +25°C **4** von +10°C bis +30°C **5** von +10°C bis +40°C **7** von +10°C bis +35°C

Änderungen vorbehalten. Datenstand: 29.11.2016

LIEBHERR