

LKUv 1613

MediLine



Bruttoinhalt, gesamt	141 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/615/820
Innenmaße in mm (B/T/H)	440/435/670
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch in 365 Tagen	369 kWh
Klimaklasse ¹	SN-ST
Kühlsystem	–
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+3°C bis +16°C
Gastronorm	–
Gehäusematerial/Farbe	
Tür-/Deckelmaterial	Isolierglastür
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Beleuchtung	LED Beleuchtung, separat schaltbar
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Anzahl Ablageflächen	4
Verstellbare Ablageflächen	3
Schubfächer im Gefrierteil	–
Einhängekörbe serienmäßig	–
maximale Körbeanzahl	–
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg
Höhe Stellfüße	-
Rollen/Rollenart	–
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Fußpedalöffner	–
Türe selbstschließend	Ja
Isolierung	40 - 40 mm
Tauwasserablauf	–
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	47 dB(A)
Brutto-/Nettogewicht	46,0/43,0 kg
EAN-Nr.	9005382181836

1 Klimaklasse / Umgebungstemperatur: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C
3 von +10°C bis +25°C **4** von +10°C bis +30°C **5** von +10°C bis +40°C **7** von +10°C bis +35°C