

MKv 3910

MediLine



Bruttoinhalt, gesamt	360 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/615/1840
Innenmaße in mm (B/T/H)	440/435/1635
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch in 365 Tagen	309 kWh
Klimaklasse ¹	SN
Kühlsystem	–
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+5°C
Gastronorm	–
Gehäusematerial/Farbe	
Tür-/Deckelmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Beleuchtung	–
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Anzahl Ablageflächen	6
Verstellbare Ablageflächen	5
Schubfächer im Gefrierteil	–
Einhängekörbe serienmäßig	–
maximale Körbeanzahl	–
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg
Höhe Stellfüße	–
Rollen/Rollenart	–
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Fußpedalöffner	–
Türe selbstschließend	Ja
Isolierung	40 - 40 mm
Tauwasserablauf	–
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	48 dB(A)
Brutto-/Nettogewicht	74,0/68,0 kg
EAN-Nr.	9005382168219

¹ Klimaklasse / Umgebungstemperatur: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C
3 von +10°C bis +25°C **4** von +10°C bis +30°C **5** von +10°C bis +40°C **7** von +10°C bis +35°C